

Für den stationären und mobilen Einsatz

**iGO**

Der transportable Konzentrator

Leistungsfähig

Komfortabel

Unabhängig

Einfache  
Bedienung

Jetzt mit Hilfs-  
mittelnummer



Perfekt für den aktiven Lebensstil

Grenzenlose Mobilität ist die Grundbedingung für mehr Lebensqualität - das bietet Ihnen der neue iGo.

Ob Einkaufsbummel, eine spontane Übernachtung oder aber der Wochenendausflug ins Ferienhaus – mit diesem Sauerstoffsystem können Sie Ihren Tagesablauf auch als Sauerstoffpatient ab sofort selbst bestimmen und Ihre Freiheit wieder gewinnen!

Die verschiedenen Einstellungen des iGo garantieren zu jeder Zeit eine effektive, sichere und individuelle O<sub>2</sub>-Versorgung, ob im Demand-Modus (von 1-6 l/min) oder im Dauerflow-Modus (von 1-3 l/min). So gewährleistet der iGo auch eine ausreichende Versorgung über Nacht!



Bedienfeld mit allen erforderlichen Einstellungen

### Technische Daten

<b>Sauerstoff-Flow:</b>	Kontinuierlicher Flow: 1,0 / 2,0 / 3,0 l/min Pulse-Flow: 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0
<b>Sauerstoffkonzentration:</b>	91% +/- 3% für alle Einstellungen
<b>Sauerstoffbolusmenge im Impulsmodus:</b>	14 ccm pro l/min
<b>Maximale Atemfrequenz bei Pulse-Flow (getriggert):</b>	40 Atemzüge pro Minute bei Einstellung 1-4 37 Atemzüge pro Minute bei Einstellung 5 31 Atemzüge pro Minute bei Einstellung 6
<b>Apnoe-Erkennung:</b>	Umschaltung in Konstantmodus bei fehlender Atmungserkennung
<b>Alarmfunktionen:</b>	Geringe Sauerstoffabgabe kein Flow keine Atmung (mit Sicherheitsschaltung auf Dauerflow) niedrige Batterieladung kein Strom allgemeiner Gerätefehler und Betriebstemperatur
<b>Gewicht:</b>	8,6 kg mit Akku / 7,0 kg ohne Akku
<b>Abmessungen (HxBxT):</b>	49 x 31,2 x 18 cm
<b>Lautstärke:</b>	40 dBA bei 3 l Impulsflow
<b>Stromversorgung:</b>	Wechselstrom 100-240 VAC; Gleichstrom 12 V
<b>Akkuleistung</b>	
<b>Konstantflow:</b>	4 Std. bei 1 l/min 1,6 Std. bei 3 l/min
<b>Impulsflow:</b>	5,4 Std. bei 1 l/min 4 Std. bei 3 l/min 3 Std. bei 6 l/min
<b>Akkuladezeit bei vollständiger Entladung:</b>	2 - 4,5 h
<b>Maximaler Systemdruck:</b>	103,5 kPa
<b>Sauerstoffausgangsdruck:</b>	34,5 +/- 7 kPa
<b>Hilfsmittel-Nr.:</b>	14.24.04.6003

- **Das perfekte Gerät für aktiven Lebensstil**
- **2 Betriebsarten: kontinuierlich (bis 3l) pulsdosiert (bis 6l)**
- **Rollcaddy**
- **Leichte Bedienung**
- **Alarmgesicherter Betrieb**
- **Versorgung mit Wechselstrom, Gleichstrom oder wiederaufladbaren Batterien**



iGo in sicherer Transport-Tasche auf dem Rollcaddy

Änderungen vorbehalten. ©GTI medicare GmbH, 2010. V07/10.



### GTI medicare GmbH

Hattingen · Bielefeld · Hamburg

[www.gti-medicare.de](http://www.gti-medicare.de)

[info@gti-medicare.de](mailto:info@gti-medicare.de)

**Service-Telefon**

**023 24 - 91 99-0 ■ 040 - 6113 69-0**

