

## Liberator

### Flüssigsauerstoff-System



#### Technische Spezifikationen:

Behältergrößen:	Liberator 10	Liberator 20	Liberator 30	Liberator 45
Kapazität (Gasliter):	8.881	17.780	25.650	38.300
Kapazität (kg):	11,79	23,58	34,01	50,80
Einstellbare Durchflüsse (LPM):	Aus / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6			
Highflow (LPM):	Aus / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10			
Durchflussgenauigkeit:	± 0,1 Liter pro Minute / ± 10 % des Durchflusses (der höhere Wert)			
Betriebsstunden (bei 2 LPM):	68	148	213	319
Füllzeit (Minuten):	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0
Verdampfungsrate (kg/Tag):	0,68			
Abmessung / Höhe (cm):	49,5	62,2	74,9	94,0
Durchmesser (cm):	30,5	35,6	35,6	35,6
Gewicht gefüllt (kg):	24,04	41,26	54,42	75,70
Gewicht leer (kg):	12,25	17,69	20,41	24,95
Hilfsmittelnr. :		14.24.05.1005	14.24.05.1004	14.24.05.1007