

#### Vorteile die überzeugen:

- Kompakt
- Elektr. Triggerung
- Flow 0 - 6 l/min
- Leicht



## Flüssiger Sauerstoff im Mini Format

Escort – das tragbare Flüssigsauerstoff-  
System für unterwegs.

# Escort®

## Die transportable Flüssigsauerstoff-Versorgung

- Demand Modus (Triggerung)
- Normale Sauerstoffbrille
- Pulse Flow/ kontinuierlich
- Optische Alarmeinrichtung
- Einstellung 0,25 - 6,0 l/min
- Leichtgewicht

### Das Mini-Mobilsystem für die Anwendung von flüssigem Sauerstoff

Mit integriertem O<sub>2</sub>-Sparsystem (Triggerung), das bei jedem Atemzug die eingestellte Menge Sauerstoff verabreicht. So verlängert sich die Betriebsdauer je nach Einstellung und ermöglicht die geringe Größe und das leichte Gewicht des Geräts. So reicht eine Füllung bei einer Flowleistung von 2 l/min bis zu 10 Stunden, bei kontinuierlichem Flow von 2 l/min bis zu ca. 4 Stunden.



#### Technische Daten:

Flüssig-O<sub>2</sub> (Lox): 0,4 kg / 0,38 l

Abmessungen (HxBxT): 27,7 x 14,7 x 10,7 cm

Gewicht leer: 1,4 kg

Gewicht gefüllt: 1,8 kg

Gasförmig-O<sub>2</sub>: 315 Gasliter

Befüllzeit: 30 - 40 sek.

Batterieraufladezeit: 1,4 - 5 Std. (je nach Flow-Einst.)

Typische Nutzungsdauer  
bei Einstellung 2 l/min: 8 - 10 h

Eigenverdampfungsrate: 0,4 kg / Tag

Einstellbereiche:  
0,25 - 0,50 - 0,75 l/min  
1,00 - 1,50 - 2,00 l/min  
2,50 - 3,00 - 4,00 l/min  
5,00 - 6,00 l/min