

## Vorteile die überzeugen:

- Innovativ
- Variabel
- Sicher
- Robust



## Der richtige Flow ...

Rescue25 -  
Der Druckminderer  
mit variablem Flow.

# Rescue25

## Medizinischer Druckminderer der neuesten Generation

- Für medizinische Gase
- Länderspezifische Anschlüsse

Variable Floweinstellungen bei:

- Rescue 25 (Flow von 0 - 25 l/min)
- Home-Care 6 (Flow von 0 - 6 l/min)
- Neomed 2 (Flow von 0 - 2 l/min)

Druckminderer mit variablem Flow  
für Sauerstoffpatienten in der häuslichen Versorgung

### Hoher Qualitätsstandard

GTI-Armaturen bestehen auch die härtesten Anforderungen und garantieren einen hohen Qualitätsstandard. Sie sind ideale Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen in den Bereichen Home-Care und Rettungswesen und erlauben eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Unsere Produkte zeichnen sich durch gesicherte und geprüfte Qualität gemäß den Bestimmungen DIN-EN-738-1, MPG aus und sind selbstverständlich CE zertifiziert.



**Rescue25**  
Flow von 0 – 25 l/min  
Einstellbereiche: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 / 12 / 15 und 25 l/min

- Das Manometer ist gut geschützt, flach, kompakt und gut ablesbar
- Selbstzentrierendes Flow-Einstellhandrad mit 2 Anzeigefenstern
- Unterbrechungsfreier Flow auch zwischen den einzelnen Schaltstufen
- Der schwenkbare Flowausgang ermöglicht flexibles Anschließen in alle Richtungen
- Manometer in vollem Umfang drehbar, daher optimale Ablesbarkeit unter allen Bedingungen

360°

360°

- In allen Situationen flexibler und optimaler Einsatz

### Lieferbare Ausführungen:

Ausführung: Rescue 25 (Flow von 0 - 25 l/min)  
Home-Care 6 (Flow von 0 - 6 l/min)  
Neomed 2 (Flow von 0 - 2 l/min)

Für medizinische Gase: z.B. O<sub>2</sub>, AIR, CO<sub>2</sub>  
Länderspezifische Anschlüsse: D, NL, B, Pin-Index  
Hilfsmittel-Nr.: 14.24.05.0023