

Vorteile die überzeugen:

- Sicher
- Bequem
- Ultraleicht
- Verschiedene Ausführungen
- Bis zu 34 h unabhängig
- Mobil



Vital und mobil mit der Spirit-Serie

Spirit 300 / 600 / 1200 -
Die tragbare Flüssig-O₂-Versorgung

Spirit

Steigerung von
Mobilität und Lebensqualität

- Sicher
- Bis zu 34 h unabhängig
- Bequem
- Ultraleicht
- Verschiedene Ausführungen
- Mobil



Spirit 300 Spirit 1200 Spirit 600

Mobil mit tragbarer Flüssig-O₂-Versorgung

Die tragbaren Flüssigsauerstoffbehälter der Spirit-Serie wurden für höchste Ansprüche der Patienten entwickelt. In allen Modellen ist ein elektronisches Sauerstoffabgabesystem (Triggerung) eingebaut, mit dem bei jedem Atemzug eine voreingestellte Sauerstoffmenge geliefert wird. Die so verlängerte Sauerstoffversorgung trägt zur Mobilitätssteigerung bei. Das Gerät ist leicht über einen einzigen Steuerknopf bedienbar, die weiche Tragetasche bietet Sicherheit und Bequemlichkeit.



1. Sauerstoff-Auslaßanschluß
2. Durchströmregler



3. Flüssigsauerstoff-Inhaltsanzeige
4. Schultergurt
5. Batteriefach



6. Schnellverschlussventil für Seitenfüllanschluss (Ausführung Seitenfüllung) oder
7. Schnellverschlussventil unterer Füllanschluss (Ausführung Topfüllung)

Technische Daten:	Spirit 300	Spirit 600	Spirit 1200
Ultraleichtgewicht (gefüllt):	1,95 kg	2,54 kg	3,63 kg
Kapazität:	275 Gasliter	516 Gasliter	1026 Gasliter
Nutzungszeit (Flow 2 l/min):	7 - 9 h	13 - 17 h	28 - 34 h
Füllzeit (kalt):	0,73 min	1,0 min	1,5 min
Abmessungen (HxBxT):	22,3 x 15,2 x 11,4 cm	29,2 x 15,2 x 11,4 cm	35,5 x 15,2 x 11,4 cm
Hilsmittel-Nr.:	14.24.05.6005	14.24.05.6006	14.24.05.6007
Einstellmöglichkeiten:	Aus, 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 l/min, Dauerflow 2 l/min		
Betriebsdruck:	1,4 bar		
Batterielebensdauer:	2x Typ C, 1,5 V: ca. 500 h		
Anzeigen/Alarm:	Grüne LED bei jedem Atemzug; Rote LED bei schwacher Batterie		