

## Vorteile die überzeugen:

- Atemzuggesteuerter Modus
- Einfache Bedienung
- Geringes Gewicht - 2,5 kg
- Flugtauglich
- Langlebig



## Aktiv und Unabhängig

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator,  
der Sie effektiv mit Sauerstoff versorgt.

# Zen-0 lite™

Der leichte Sauerstoffkonzentrator für den aktiven Lebensstil

- Atemzuggesteuerter Modus
- Einfache Bedienung
- Geringes Gewicht - 2,5 Kg
- Flugtauglich
- Langlebig



## BENUTZERFREUNDLICHE BEDIENUNG

Der Zen-0 lite™ verfügt über ein leichtverständliches, intuitives Tastenfeld und ein übersichtliches LCD Display.

## GERINGES GEWICHT

Mit nur 2,5 kg Gewicht kann der Zen-0 lite™ überall verwendet werden und ist der ideale mobile Konzentrator für die Anwendung unterwegs.

## AUSWECHSELBARE MOLEKULARSIEBE

Der Zen-0 lite™ ist mit Molekularsieben ausgestattet, die einfach und schnell vom Benutzer selbst gewechselt werden können.

## ATEMZUGGESTEUERTER MODUS

Der Zen-0 lite™ hat 5 Einstellstufen und liefert bis zu 1050 ml Sauerstoff pro Minute. Die Abgabemenge des Sauerstoffs passt sich an Ihre Atemzüge an.

## ATEMERKENNUNGSINDIKATOR

Ein Systemindikator blinkt bei jedem erkennbaren Atemzug.

## ALARME

Der Zen-0 lite™ arbeitet mit verschiedenen akustischen und optischen Alarmanzeigen.

## FÜR FLUGREISEN GEEIGNET

Der Zen-0 lite™ ist flugtauglich und entspricht allen international relevanten Sicherheitsstandards.

## LANGLEBIG

Die Herstellergarantie auf das Gerät beträgt 3 Jahre, ausschließlich Akku, Molekularsiebe und weiteres Zubehör.

## Reichhaltiges Zubehör



Akku



AC Netzteil



DC Netzteil



Zen-0 lite™ Tragetasche



Zen-0 lite™ Rucksack

## Technische Daten:

Gewicht:	Gewicht: 2,5 kg
Maße:	Höhe: 23,5 cm; Breite: 9,7 cm; Länge: 24,9 cm
Sauerstoffkonzentration:	87% - 96% bei allen Einstellungen
Sauerstoff-Fluss:	atemzuggesteuert einstellbar in 0.5er Stufen von 1.0 bis 5.0
Stromversorgung:	AC Adapter: 100-240V AC (+/- 10%) 50-60 Hz in, 24V DC, 5.0A out DC Adapter: 11.5 - 16V DC in, 24V, 5.0A out
Batteriedauer:	ca. 4 Stunden im atemzuggesteuerten Modus
Geräuschpegel:	37 dB(A) (Atemzuggesteuerter Modus, Einstellung 2)
Flugzulassung:	FAA-Zulassung des US-Luftfahrtbundesamtes für nationale und internationale Flugreisen