

InogenOne G4

Der kleine und leichte
Mini-Sauerstoff-Konzentrator!

Vorteile die überzeugen:

- Gewicht 1,3 kg
- bis zu 5 h unabhängig
- Ultraleise
- Unglaublich kompakt
- Bedienerfreundlich



Die neue Leichtigkeit!

Der Inogen One® G4 – Ihre
individuelle Lösung für die mobile
Sauerstoffversorgung.

InogenOne G4

Der kleine und leichte
Mini-Sauerstoff-Konzentrator!

- Gewicht 1,3 kg
- bis zu 5 h unabhängig
- Ultraleise
- Unglaublich kompakt
- Bedienerfreundlich



Und wieder einmal setzt Inogens Innovation einen neuen Standard bei der Sauerstoffversorgung.

Der Inogen One G4 bietet die Unabhängigkeit eines tragbaren Sauerstoffkonzentrators in einem der kleinsten, leichtesten

und leisesten Gehäuse, die derzeit für die Sauerstoffversorgung erhältlich sind. Mit Durchflusseinstellungen von 1-3 wurde der Inogen One G4 entwickelt, um die Unabhängigkeit der meisten Anwender rund um die Uhr erheblich zu verbessern.

Er kann zuhause oder unterwegs aufgeladen werden – wodurch Sie die Freiheit der Sauerstoffversorgung genießen können. Jederzeit. Überall.

Der Inogen One® G4 – die perfekte Lösung für Ihre mobile Sauerstoffversorgung!

Reichhaltiges Zubehör



AC Netzteil



DC Stromkabel



Lithium-Ionen-Batterien



Tragegurt



Tragetasche

Technische Daten:

Gewicht:	Gewicht: 1,3 kg
Maße:	Höhe: 18,2 cm; Breite: 6,8 cm; Länge: 15,01 cm
Sauerstoffkonzentration:	90% - 3% /+ 6% bei allen Einstellungen
Sauerstoff-Fluss:	atemzugesteuert einstellbar in den Stufen 1, 2, 3
Stromversorgung:	AC Stromversorgung 100-240V, 50-60Hz (Automatische Erkennung für weltweiten Einsatz) DC-Stromkabel: für den mobilen Einsatz im Auto
Batteriedauer:	Dauer (4-Cell Akku): Bis zu 2,7 Stunden; Dauer (8-Cell Akku): Bis zu 5 Stunden
Geräuschpegel:	40 dBA auf Flusseinstellung 2
Bedienung:	Einfache Bedienelemente und leicht ablesbares LCD-Display